

多数歯インプラント治療を、より確実に、よりスムーズに

Stackable Guide



スタッカブルガイド



スタッカブルガイドとは…

複数のガイドを段階的に使用することで
インプラント埋入から即時プロビジョナル装着まで
一連の流れをサポートするシステムです

特長01

高精度な位置再現性

ポジショニングガイドを装着することで
的確な位置にアンカーピンを装着
共通基準で高い再現性を実現します



特長02

一連のワークフロー

複数のガイドを段階的に使用することで
インプラント埋入から
即時プロビジョナル装着までスムーズに



特長03

効率的な術式

一貫通貫なシステムで誤差を最小に抑え
作業効率の向上と
チェアタイムの短縮に貢献します

